

Cuatro Pasos Para Tomar la Muestra de Cabello

Herramientas: (1) Pinza para el cabello (2) Tijeras (3) Bolígrafo (4) Toallita con Alcohol

1

1. Limpie las tijeras y la pinza para el cabello con una toallita con alcohol.
 2. Separe el cabello del donante horizontalmente a través de la coronilla y asegúrelo con una pinza para el cabello.
 3. Corte aproximadamente 20-30 hebras de cabello de CINCO pequeñas áreas a lo largo de la línea de la coronilla.
 4. Corte la muestra de cabello lo más cerca posible del cuero cabelludo.
- NOTA: Debe tomar un total de 90 a 120 hebras de cabello, o el tamaño equivalente de una pajita de refresco común. Recolecte más hebras si el cabello del donante tiene menos de 1,5 pulgadas de largo. Si está recolectando vello corporal, recoja una muestra equivalente en tamaño a una bola de algodón de 1 pulgada.



2

1. Coloque las RAÍCES del cabello en el BORDE de la HST o "HAIR SPECIMEN TRANSPORT" (lámina para transportar la muestra de cabello) en donde dice "PLACE ROOT END HERE" (coloque la raíz aquí).
3. Estire el cabello a lo largo de la línea central de la HST manteniendo las raíces juntas en el borde de la lámina.
3. Doble la HST por la línea central.
4. Doble de nuevo en sentido LONGITUDINAL.
5. Cualquier cabello que sea más largo que la lámina debe ser envuelto alrededor de la lámina doblada.
6. Coloque la lámina en el SOBRE PARA MUESTRA DE CABELLO.



NOTAS:

- Puede doblar la lámina más apretada o añadir un pliegue longitudinal adicional para el cabello rizado si es necesario.
- No es necesario alinear las raíces si se recoge vello corporal.

3

Prueba Anónima

Una vez que la muestra esté en el SOBRE PARA MUESTRA DE CABELLO, séllelo asegurando que la solapa esté completamente sellada. Por favor, marque el panel o paneles de prueba de drogas que deben realizarse. **Por favor, tenga en cuenta que si marca cualquier panel que no haya pagado, luego se le cobrará en consecuencia.**

Pruebas Legales

Una vez que la muestra esté en SOBRE PARA MUESTRA DE CABELLO, selle el SOBRE PARA MUESTRA DE CABELLO con el SELLO PARA EL SOBRE DE MUESTRA que se proporciona en el FORMULARIO DE CUSTODIA Y CONTROL (FCC), asegurándose de que la solapa del sobre quede totalmente sellada. Después de colocar el sello en el sobre, coloque las iniciales del donante y la fecha en el Sello para el Sobre de Muestra en los campos designados y complete el paso 5 (sombreado en azul claro) en la Copia 1 del FCC.



4

Prueba Anónima

Doble y coloque el SOBRE PARA MUESTRA DE CABELLO sellado en la BOLSA DE TRANSPORTE de plástico transparente y séllela con la solapa adhesiva y colóquela en el sobre con la dirección. ¡La muestra está lista para ser enviada!

Pruebas Legales

Coloque tanto el SOBRE PARA MUESTRA DE CABELLO sellado como la Copia 1 del FORMULARIO DE CUSTODIA Y CONTROL (copia blanca) en la BOLSA DE TRANSPORTE de plástico transparente y selle la bolsa con la solapa adhesiva adjunta. ¡La muestra está lista para ser enviada!

NOTAS ADICIONALES

1. Haga MÚLTIPLES cortes, NO tome la muestra completa de un mismo lugar.
2. DEBE marcar en el Formulario de Recolección de Muestras/Formulario de Cadena de Custodia si la muestra es de cabello de la CABEZA o de vello CORPORAL.
3. NO MEZCLE cabello de la cabeza y vello corporal. SOLO TOME LA MUESTRA DE UNO U OTRO tipo de pelo.
4. NO ENVÍE MÁS DE UN HST por cada SOBRE PARA MUESTRA DE CABELLO. Múltiples muestras resultarán en el rechazo de la misma.



Consejos Útiles para la Recolección de Cabello

Tipo	Consejos para la Recolección
Cabello Corto	Si el cabello es de menos de 1,5" de largo, tome más hebras para compensar la diferencia de peso. Recolecte de varios lugares para evitar dejar zonas calvas. El cabello que sea menor de 1.5" puede ser colocado en el centro de la lámina.
Cabello Largo	Si el cabello es más largo de 1.5", después de alinear las raíces y doblar la lámina a lo largo dos veces, simplemente envuelva el largo restante alrededor del exterior de la lámina.
Cabello Rizado	Si tiene problemas con el cabello rizado para mantener las raíces alineadas, pida que alguien le ayude sosteniendo el cabello ya recolectado mientras hace cortes adicionales. Pliegue la lámina alrededor de la muestra terminada mientras la dobla para mantener las raíces alineadas.
Cabello Fino	Tome el cabello de varios lugares para evitar crear zonas calvas. Si la longitud es de 1.5" o más, recuerde mantener las raíces alineadas en el extremo correcto de la lámina.
Trenzas Rastas Tejidos	Si un donante tiene cabello artificial o sintético conectado a cabello real, debe retirarlo antes de la recolección. Asegúrese de que cualquier cabello recolectado es natural, es decir, que crece desde el cuero cabelludo. Anote en el Formulario de Recolección de Muestras que el cabello artificial fue removido para asegurar la documentación apropiada.
Vello Corporal	Si un donante tiene el cabello muy corto (menos de 0,5") o ningún cabello en la cabeza, entonces se debe recolectar vello corporal. No es necesario alinear las raíces del vello corporal. Tome una muestra equivalente en tamaño a una bola de algodón de 1". El vello corporal puede recolectarse de varias zonas del cuerpo (incluido el rostro) y mezclarse dentro de la lámina para adquirir la cantidad necesaria para la prueba. El vello corporal y el de la cabeza NO PUEDEN mezclarse debido a las diferencias en los plazos de tiempo.
Cabello de la Nuca	Cuando recolecte el cabello de la nuca, asegúrese de mantener las raíces alineadas y colocarlas en el extremo correcto de la lámina. Recolecte la cantidad recomendada e indique la ubicación de la muestra recolectada en el Formulario de Recolección de Muestras. El cabello de la nuca se considera como cabello de la cabeza.

Pruebas Legales - Formulario de Custodia y Control

El Formulario de Custodia y Control tiene varias copias y debe ser completado tanto por el donante como por el recolector de la muestra. Las instrucciones para completarlo se incluyen en el reverso del formulario. A continuación encontrará algunos puntos adicionales:

PASO 1

- La Sección B debe dejarse en blanco.
- Escriba el nombre de la persona que envía la muestra en la Sección C. En caso de que no se disponga del Número de Seguro Social del donante o de su Identificación de Empleado, se puede utilizar el número de pasaporte del donante.
- Marque la razón para realizar la prueba en la Sección D.
- En la Sección E, marque el panel de drogas que ha pedido. Si el panel no aparece en la lista, escriba su nombre en la opción "Otro". - Escriba el nombre del recolector de la muestra y la dirección donde se ha tomado la muestra en la Sección F.

PASO 2

- El recolector de la muestra necesita completar este paso en su totalidad. Si no se proporciona un número de pasaporte debe indicarse en las observaciones.

PASO 3

- Consulte las instrucciones de recolección de muestras.

PASO 4

- El recolector de la muestra necesita completar este paso. "Muestra Entregada a" debe dejarse en blanco ya que es para uso del laboratorio.

PASO 5

- El donante debe completar este paso en su totalidad.

Una vez que el FCC se haya completado, separe los formularios. La Copia 1 es para el personal del laboratorio y debe ser devuelta con las muestras. La Copia 3 del formulario es para el recolector de la muestra y las Copias 2, 4 y 5 son para el donante de la muestra.